

SOUNDSORY - отличная возможность поиграть с Вашим ребенком. Попробуйте делать то, что ему действительно нравится: рисуйте карандашом или красками, играйте в любимые игры, стройте из конструктора «Лего», лепите пластилином, собирайте пазлы и т.д. Разделите этот приятный момент с Вашим ребенком в мире, который всегда насыщен делами и постоянно движется.

Наушники SOUNDSORY представлены в пункте проката «Забота» в отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ»
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ключевская, д. 28
www.kamsocentr.ru
[e-mail: miloserdie92@mail.ru](mailto:miloserdie92@mail.ru)
Тел. (8-4152)46-77-96

Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
г. Петропавловск-Камчатский
ул. 50 лет Октября 23/3
тел.8(415) 26-23-00

Режим работы:
Пн. 9-00до 17-15ч.
Вт. 9-00до 17-15ч.
Ср. 9-00до 17-15ч.
Чт. 9-00до 17-15ч.
Обед с 12.23-13.00ч.
Пт. 9-00до 15-00ч
Обед с 12.00-12.32ч.

**Услуги
экстренной психологической помощи.
8-800-2000-122**

Составил:
логопед Смирнова Наталья Сергеевна

2021г.



Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ»

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Наушники SOUNDSORY



Информация для родителей

Наушники SOUNDSORY - это наушники с музыкально-гимнастической программой, которая состоит из специально разработанной музыки, обработанной с помощью нейроакустических фильтров *Tomatis*, а также серии двигательных упражнений. Музыка специально записана для акцентирования внимания на ритме звуков для того, чтобы активизировать движение тела. Также она обработана для создания определенных звуковых контрастов. Данный эффект помогает мозгу адаптироваться к изменениям, а также развивает способность прогнозировать изменения: точно так же, как в реальной жизни, где Вы постоянно прогнозируете и приспосабливаетесь к изменениям вокруг Вас. Звук передается с использованием воздушной и костной проводимостью для эффективной стимуляции слуховой и вестибулярной систем.

Специальные упражнения помогают и развивают способность управлять своим телом, контролировать равновесие, а также управлять координацией тела.

Общее количество часов для занятий - 40.



Каждый день содержит две папки. Рассмотрим пример 1-го дня занятий. Первая папка **DAY 01.1** - это 25-ти минутная программа прослушивания музыки. Вторая папка **DAY 01.2** - это 5-ти минутная программа для упражнений. Ребенок выполняет упражнения во время прослушивания. Все упражнения доступны на сайте www.soundsory.com.

Чтобы получить максимальную пользу от программы, нужно иметь в виду, что тренировка мозга требует времени и систематичности. Важно, чтобы ребенок не делал перерыва в ежедневных занятиях, но и не увеличивал продолжительность одной тренировки.

Показания к применению.

- ♦ Нарушения опорно-двигательного

аппарата, равновесия и координации: плохая осанка, неуклюжие, нескоординированные движения, слабое чувство ритма, корявый почерк, неорганизованность, слабое физическое развитие;

- ♦ Нарушения когнитивной сферы и расстройства аутистического спектра: "нечувствительность" к определённым звукам, неверное истолкование вопросов, путаница слов похожих по звучанию, потребность в частом повторении отдельных слов или фраз, неспособность выполнять последовательность действий по инструкции, рассеянность;

- ♦ Сенсорные и слуховые нарушения обработки информации: контроль над эмоциями, неуверенность в себе, застенчивость, отсутствие друзей, обособленность (тенденция избегать других), отсутствие интереса или отрицательное отношение к учебе/работе, незрелость раздражительность;

- ♦ СДВГ, беспокойное поведение и многое другое.